KERN **MPI 200K-1**

Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPI

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	200 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,3 kg
Linearisatie	± 1,1 kg
Resolutie	2.000
Justeermogelijkheden	Justering niet mogelijk
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Maximale kruip (15 minuten)	200 g
Maximale kruip (30 minuten)	400 g
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	434×370×40 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	430×370 mm
Afmetingen weegoppervlak	430×370 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	433×370×40 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof
Materiaal displaybehuizing	kunststof

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	15 sec
Tarreerfunctie	geen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1,5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	20 h
Batterij capaciteit	1.100 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Aantal batterijcellen	1
Batterij – enkelgewicht	90 g
Batterij – totaalgewicht in het artikel	90 g
Batterij – opbouw/vorm	Afzonderlijke cellen
Batterijcapaciteit (Wh)	1,65 Wh
Batterij – lithiumgehalte	0 g
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Approval

CE-teken	✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	510×420×83 mm

KERN **MPI 200K-1**

Personenweegschaal met bijzonder groot en plat weegplateau voor makkelijk betreden en een maximum aan veiligheid

Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	3,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761203310
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

