KERN **MPL 200K-1P**

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Personenweegschaal
Productfamilie	MPL

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	250 kg
Afleesbaarheid [d]	0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,1 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	2.500
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	150 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,5 kg
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb
Vooraf ingestelde eenheid	kg

Scherm	
Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	28 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen behuizing (B×D×H)	350×350×960 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	350×380×960 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	190×73×27,5 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	350×350 mm
Afmetingen weegoppervlak	350×350 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	350×350×45 mm
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Statief hoogte	900 mm

Functies	
Functie voor de berekening van de BMI	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	10 sec
Tarreerfunctie	handleiding (eenmalig)
Aantal toetsen voor bediening	2

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	4×1.5 V AA
Batterijaansluiting	Batterijhouder
Batterij/accu aangesloten	niet aangesloten, bijgevoegd

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	5 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Approval	
CE-teken	✓

Diensten	
Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

KERN **MPL 200K-1P**

Personenweegschaal met statief voor een comfortabele, ergonomisch verbeterde bediening

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	445×1030×140 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	12,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	12,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761201996
Goederencode	84231090
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

