KERN **MSF 200**

Als elke centimeter telt! Mechanische lengtemeetlat met medische goedkeuring voor professioneel gebruik in de medische diagnostiek



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Medische weegschaal
Productgroep	Lengtemeetlat
Productfamilie	MSF

Meetsysteem

Meetbereik lengtemeetlat (cm)	60-100cm @ 0,1cm ± 0,5cm 100-210cm @ 0,1cm ± 1cm
Eenheden	inch/ft cm
Meetbereik lengte [Max]	210 cm
Tolerantie lengtemeetlat	10 mm
Meetbereik lengte [Min]	60 cm
Divisie	0,1 cm
Vooraf ingestelde eenheid	mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	53×40×1000 mm
Afmetingen apparaat (B×D×H)	60×60×930 mm
Meetuitlijning	verticaal

Milieuomstandigheden

Gebruikstemperatuur [Min]	10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
Goedkeuring conform 2017/745 (MDR, med.)	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1015×70×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,006 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761192843
Goederencode	84239010
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

CE 0297