KERN **MSW 200S05**

Handlicher Umfangmesser mit praktischem Auszugsmechanismus



Erstellungsdatum: 21.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Körpergrößen-Messung
Produktfamilie	MSW

Messsystem

Messbereich Größenmesser	0-200cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Einheiten	mm
Messbereich Länge [Max]	2,05 m
Toleranz Größenmesser	5 mm
Messbereich Länge [Min]	10 cm
Teilung	1 mm
Voreingestellte Einheit	mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	55×90×20 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	55×90×20 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	55×90×20 mm
Mess-Ausrichtung	horizontal

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	400×500×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	8 kg
Volumengewicht	8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761208568
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

