KERN **MSW 200**

Handlicher Umfangmesser mit praktischem Auszugsmechanismus



Erstellungsdatum: 21.06.2026

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Medizinwaage
Produktgruppe	Körpergrößen-Messung
Produktfamilie	MSW

Messsystem

Messbereich Größenmesser	0-205cm @ 0,1cm ± 0,5cm
Einheiten	mm inch cm
Messbereich Länge [Max]	205 cm
Toleranz Größenmesser	5 mm
Messbereich Länge [Min]	10 cm
Teilung	0,1 cm
Voreingestellte Einheit	mm

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	55×90×20 mm
Abmessungen Gerät (B×T×H)	55×90×20 mm
Mess-Ausrichtung	horizontal

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×100×25 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761202016
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239010
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

