KERN **NDE-A02**

Bedrijfstijd en oplaadtijd zijn afhankelijk van het aangesloten apparaat



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Accumulator

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	90×20×90 mm

Stroomvoorziening

Type batterij/accu	NiMH
Batterij capaciteit	1.800 mAh
Batterij spanning	9,6 V
Batterijcapaciteit (Wh)	17,28 Wh
Accu oplaadtijd	10 h

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	97×28×28 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	0,25 kg
Verzendgewicht	0,215 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761085633
Goederencode	85075000

Pictogrammen

STANDARD

