KERN **OBB-A1104**

„Swing-out“ condensor N.A. 0,9 / 0,13 centreerbaar (met diafragmaopening)



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop condensor

Condensor

Condensor type	Abbe
Condensor - Montage	centreerbaar
Condensor - Apertuur	0,9 / 0,13
Diafragmaapertuur	✓
Swing-Out condensator	✓

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,80 kg
Verzendgewicht	0,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761164437
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY