KERN **OBB-A1108**

Achromatisch objectief, 10x /0,25 W.D. (6,5 mm)



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

Ontwerp

Anti fungus	✓

Objektiev

Objectiev vergroting	10x
Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Numerieke apertuur	0,25
Objectiev werkende afstand	6,5 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761164475
Goederencode	90119000