KERN **OBB-A1158**

Infinity E-Plan-objectief 100x / 1,25 W,D, (0,19 mm) (olie) (geveerd)



Datum van opstelling: 20.06.2026

REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop E-plan-objectief

Ontwerp

Anti fungus	✓

Objektiev

Objectiev vergroting	100x
Objectiefkwaliteit	Infinity E-Plan
Numerieke apertuur	1,25
Objectiev werkende afstand	0,19 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761164994
Goederencode	90119000