KERN **OBB-A1227**

Tubus monoculair, 30° geneigd, 360° draaibaar



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoopbuis

Ontwerp	
Tubus type	Monoculair
Hoek van de tubus	30°
Tubus 360° rotatie	✓

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×100 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,8 kg
Verzendgewicht	1,8 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,5 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761167599
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen