KERN **OBB-A1241**

Infinity planachromatisches Objektiv 100x / 1,25 W.D., (0,36 mm) (Öl) (gefedert)



Erstellungsdatum: 19.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	100x
Objektivqualität	Infinity Plan
Numerische Apertur	1,25
Objektiv Arbeitsabstand	0,36 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761167735
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000

REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

