# KERN **OBB-A1244**

Infinity planachromatisches Objektiv 10x / 0,25, (4,64 mm) (ohne Deckglas)




## Piktogramme

**STANDARD**




## Kategorie

| | |
|---|---|
| Marke | Optics |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe | Mikroskopobjektiv |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Anti-Fungus | ✓ |

## Objektiv

| | |
|---|---|
| Objektiv Vergrößerung | 10x |
| Objektivqualität | Infinity Plan |
| Numerische Apertur | 0,25 |
| Objektiv Arbeitsabstand | 4,64 mm |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 65×40×40 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,60 kg |
| Versandgewicht | 0,6 kg |

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-Nummer | 4045761167766 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90119000 |
| REACH-Einstufung | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |