KERN **OBB-A1252**

Infinity planachromatisches Objektiv (ohne Deckglas) für einen großen Arbeitsabstand, 20x / 0,4, (8,35 mm) (gefedert)



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	20x
Objektivqualität	Infinity Plan
Numerische Apertur	0,4
Objektiv Arbeitsabstand	8,35 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761167872
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration