KERN **OBB-A1269**

Plan-objectief 60x /0,85 (geveerd)



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

Ontwerp

Anti fungus	✓

Objektiev

Objectiev vergroting	60x
Objectiefkwaliteit	Plan-achromatisch
Numerieke apertuur	0,85
Objectiev werkende afstand	0,07 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761168046
Goederencode	90119000