KERN **OBB-A1293**

Infinity-plan-objectief (zonder dekglas) voor een grote werkafstand 40x /0,65 (3,9 mm (geveerd)



Datum van opstelling: 20.06.2026

REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

Ontwerp

Anti fungus	✓

Objektiev

Objectiev vergroting	40x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Numerieke apertuur	0,65
Objectiev werkende afstand	3,9 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761168282
Goederencode	90119000