# KERN **OBB-A1341**

Tubus-trinoculair



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

| REACH classificatie | geen verboden stoffen |
|---|---|

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Microscoopbuis |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Tubus type | Trinoculair |
| Hoek van de tubus | 30° |
| Tubus 360° rotatie | ✓ |
| Tubus type | Siedentopf |
| Straalpadverdeling | 20:80 |
| Interpupilaire afstand [Min] | 50 mm |
| Interpupilaire afstand [Max] | 75 mm |
| Dioptrische aanpassing | een zijde |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 190×130×100 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,2 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,8 kg |
| Verzendgewicht | 1,8 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,5 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761168763 |
| Goederencode | 90119000 |