KERN **OBB-A1393**

Infinity PH-plan-objectief 100x



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	PH-Objectiev

Ontwerp	
Anti fungus	✓

Objektiev	
Objectiev vergroting	100x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Numerieke apertuur	1,25
Objectiev werkende afstand	0,19 mm

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761176195
Goederencode	90119000

REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY