KERN **OBB-A1422**

Donkerveldcondensor N.v.t. 0,85-0,91 (Dry, Paraboloid)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop condensor

Condensor

Condensor - Montage	fix
Condensor - Apertuur	0,85-0,91
Donkerveld systeem	Paraboloid

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761179318
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen