# KERN **OBB-A1437**

Infinity-E-plan-objectief, plan 100x /1,15 W.D. (0,18 mm) (water) (geveerd)




| | |
|---|---|
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Microscoop E-plan-objectief |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

## Objektiev

| | |
|---|---|
| Objectiev vergroting | 100x |
| Objectiefkwaliteit | Infinity Plan |
| Numerieke apertuur | 1,15 |
| Objectiev werkende afstand | 0,18 mm |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 65×40×40 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,30 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,60 kg |
| Verzendgewicht | 0,6 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761183704 |
| Goederencode | 90119000 |