KERN **OBB-A1515**

C-mount-camera-adapter 0,5x, afstelbare focus (voor trinoculaire modellen)



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop camera-adapter

Ontwerp	
C-Mount vergroting	0,5x
C-Mount focusseerbaar	✓
Ondersteunde cameratypes	Microscoopcamera

Camera	
Type camera-adapter	C-Mount

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×50×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761197909
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen