KERN **OBB-A1562**

Achromatisches Objektiv, E-Plan 4x /0,1 W.D. (14,5 mm), Anti-Fungus



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	4x
Objektivqualität	E-Plan Achromatisch
Numerische Apertur	0,1
Objektiv Arbeitsabstand	14,5 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761228993
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration