KERN **OBB-A1607**

Infinity PH-plan-objectief 40x



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	PH-Objectiev

Ontwerp

Anti fungus	✓

Objektiev

Objectiev vergroting	40x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan
Numerieke apertuur	0,65
Objectiev werkende afstand	5,1 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761249523
Goederencode	90119000