KERN **OBB-A1621**

Objectief Infinity Plan Semi Apochromatisch 20x



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Objectief Infinity Plan Semi apochromatisch

Objektiev

Objectiev vergroting	20x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Numerieke apertuur	0,4
Objectiev werkende afstand	15 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761267916
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen