KERN **OBB-A1623**

Objectief Infinity Plan Semi Apochromatisch 100x



Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

Objektiev

Objectiev vergroting	100x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Numerieke apertuur	0,85
Objectiev werkende afstand	3 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	70×45×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,14 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761268029
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen