KERN **OBB-A1641**

Objectief Infinity Plan Semi Apochromatisch 50x



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Objectief Infinity Plan Semi apochromatisch

Objektiev	
Objectiev vergroting	50x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Numerieke apertuur	0,75
Objectiev werkende afstand	4,25 mm

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761356733
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen