KERN **OBB-A1642**

Objectief Infinity Plan Semi Apochromatisch 50x



Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectiev

Objektiev	
Objectiev vergroting	50x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Numerieke apertuur	0,75
Objectiev werkende afstand	4,25 mm

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761356740
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen