KERN **OBB-A3201**

Oculair (Ø 23,2 mm): WF 10x /Ø 18 mm (met aanwijsnaald)



Datum van opstelling: 22.06.2026

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761237407
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop oculair

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	55×30×30 mm

Oculair

Oculair veldbreedte	WF
Gezichtspunt	Standaard
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	18 mm
Oculair met aanwijsnaald	✓
Oculair diameter	23,2 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	85×65×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg