KERN **OBB-A3207**

Achromatisch objectief, 100x / 1,25 (olie) (geveerd) W.D. (0,2 mm)



Datum van opstelling: 22.06.2026

REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop objectief achromatisch

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	36×25×25 mm

Objektiev

Objectiev vergroting	100x
Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Numerieke apertuur	1,25
Objectiev werkende afstand	0,2 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761237469
Goederencode	90119000