KERN **OBB-A6102**

Professionele verlichtingsunits voor een uitstekende, gelijkmatige en krachtige verlichting



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Microscoopverlichting
Productfamilie	OZB-IR

Ontwerp

Ringverlichting diameter	6,3 cm
Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	4,5 W
Kleurtemperatuur	5500 K
Verlichting dimbaar	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Kabellengte stroomvoorziening	150 cm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	180×110×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761218468
Goederencode	85395100
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

