KERN **ORA 2AB**

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie



Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-AL

Meetsysteem

schaalen	Masspercentage
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Afleesbaarheden [d]	1 %(w/w) 2,5 %(w/w)
Uitlezing massaprocent II	2,5 % (w/w)
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
Meetmethode	Refractie
Meetbereik massaprocent [Min]	0 % (w/w)
Meetbereik massaprocent [Max]	50 % (w/w)
Uitlezing massaprocent	1 % (w/w)
Schaal massaprocent	✓
Meetbereik massaprocent II [Min]	50 % (w/w)
Meetbereik massaprocent II [Max]	80 % (w/w)
Meetbereiken	0 %(w/w) - 50 %(w/w) 50 %(w/w) - 80 %(w/w)
Toepassingsgebied	Alcohol

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	198×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

Functies

Bescherming IP - complete unit	-

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290

Verpakking & verzending

Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,32 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761159976
Goederencode	90275000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

