KERN **ORA 62BA**

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-B

Meetsysteem	
schaalen	Brix
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Afleesbaarheden [d]	0,2 %
Geschikte kalibratievloeistof	29,6 % (verzadigde zoute oplossing)
Meetmethode	Refractie
Automatische temperatuurcompensatie (ATC)	✓
Meetbereiken	28 % - 62 %
Toepassingsgebied	Suiker
Afdeling Brix	0,2%
Meetbereik Brix [Min]	28%
Meetbereik Brix [Max]	62%
Schaal Brix	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	160×40×40 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

Functies	
Automatische temperatuurcompensatie	✓
Bescherming IP - complete unit	-

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C


Diensten	
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290

Verpakking & verzending	
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	212×92×61 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,2 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761483460
Goederencode	90275000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

