KERN **OSE 409**

Voorgedefinieerde stereomicroscoopset met zwenkarm en geïntegreerde zwanenhalsverlichting voor een goed functionerende werkplek



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoop set
Productfamilie	OSE-4

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	428×132×344 mm
Optisch systeem	Greenough
Tubus type	Binoculair
Hoek van de tubus	45°
Contrastmethode	Helderveld
Standaard objectieven	1×
Oculairen vast	✓
Interpupilaire afstand [Min]	55 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Dioptrische aanpassing	een zijde
Dioptrische aanpassing [Min]	-5
Dioptrische aanpassing [Max]	5

Oculair

Oculair type	Eyepiece WF 10x / Ø 20mm with anti-fungus
Oculair veldbreedte	WF
Oculair vergroting	10x
Oculair gezichtsveld	20 mm
Oculair diameter	30,5 mm

Objektiev

Objectieven vergroting	1x

Verlichting

Verlichtingssterkte	Opvallend licht
Type verlichting invallend licht	LED
Type verlichting doorvallend licht	None
Verlichtingsintensiteit invallend licht	3 W

Focus

Blikveld [Max]	20 mm
Draaimomentregeling	✓
Werkende afstand	250 mm
Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (zwenkarm met bloksokkel)

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	AUS UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Stroomvoorziening afneembaar	afneembaar
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 - 240 V
Contactdoos voor voedingseenheid	Apparaatkabel

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	415×200×432 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	7,2 kg

KERN **OSE 409**

Voorgedefinieerde stereomicroscoopset met zwenkarm en geïntegreerde zwanenhalsverlichting voor een goed functionerende werkplek

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761170186
Goederencode	90111000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

