
KERN **OZB-A1213**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ▸ ECO-Universele standaards



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UE

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	526×210×380 mm

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (kogelgelagerde dubbele arm met klem)
Kolomhoogte	430 mm
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	32 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	480 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	490×420×290 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	15 kg
Brutogewicht ca.	17 kg
Verzendgewicht	17 kg
Verzendvolume (gewicht)	11,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761218314
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY