KERN **OZB-A2101**

Voorzetlenzen 0,5×



Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 22.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Voorzetobjectief

Objektiev

Objectiev vergroting	0,5x
Objectiev werkende afstand	110 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×50×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761249110
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen