KERN **OZB-A4515UK**

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe, mit UK-Steckernetzteil



Erstellungsdatum: 23.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IF

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	120×370×250 mm
Schwanenhals-Länge	300 mm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	6W
Farbtemperatur	5600-6300 K
Beleuchtung dimmbar	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	UK

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	3,8 kg
Volumengewicht	3,8 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761490826
Warennummer (Zolltarifnummer)	94054239
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY