# KERN **OZB-A4635**

Oculair: HWF 10x / Ø 20 mm, met schaal 0,1 mm, anti-schimmel, hoog-oogpunt




| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761240629 |
| Goederencode | 90119000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

1 DAY

**Datum van opstelling: 22.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Microscoop oculair |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

| Oculair | |
|---|---|
| Oculair veldbreedte | HWF |
| Gezichtspunt | High Eye Point |
| Oculair vergroting | 10x |
| Oculair gezichtsveld | 20 mm |
| Oculair schaale | 0,1 mm |
| Oculair diameter | 30 mm |

| Milieuomstandigheden | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 85×65×45 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,20 kg |
| Verzendgewicht | 0,2 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |