# KERN **OZB-A5201**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ▸ PREMIE-Universele standaards



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscoop |
| Productgroep | Stereomicroscoopstandaard |
| Productfamilie | OZB-UP |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen (B×D×H) | 254×614×515 mm |

## Stereomicroscoopstandaard

| | |
|---|---|
| Type statief | universeel (telescooparm met plaat) |
| Kolomhoogte | 515 mm |
| Diameter bevestiging universeel standaard (Ø) | 37 mm |
| Diameter bevestiging microscoopkop (Ø) | 76 mm |
| Armlengte | 614 mm |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 680×330×260 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 18 kg |
| Brutogewicht ca. | 20 kg |
| Verzendgewicht | 19,1 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 11,7 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761169579 |
| Goederencode | 90119000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

