KERN **OZB-A5222**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ▸ PREMIE-Universele standaards



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UP

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	150×553×515 mm

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (scharnierarm met schroeven)
Kolomhoogte	470 mm
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	37 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	755 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	680×330×260 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	11,7 kg
Verzendvolume (gewicht)	11,7 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761217928
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

