KERN **OZB-A5223**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ▸ PREMIE-Universele standaards



Datum van opstelling: 21.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UP

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	150×545×515 mm

Stereomicroscoopstandaard	
Type statief	universeel (kogelgelagerde dubbele arm met schroeven)
Kolomhoogte	515 mm
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	37 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	545 mm

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval	
CE-teken	✓

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	680×330×260 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	11 kg
Verzendgewicht	11,7 kg
Verzendvolume (gewicht)	11,7 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761217935
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

