# KERN **OZB-A5511**

Oculair (Ø 30 mm): HWF 10x / Ø 22 mm (met schaalverdeling 0,1 mm)




**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Microscoop oculair |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

## Oculair

| | |
|---|---|
| Oculair veldbreedte | HWF |
| Gezichtspunt | High Eye Point |
| Oculair vergroting | 10x |
| Oculair gezichtsveld | 22 mm |
| Oculair schaale | 0,1 mm |
| Oculair diameter | 30 mm |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 85×65×45 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,40 kg |
| Verzendgewicht | 0,4 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761169692 |
| Goederencode | 90119000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

