KERN **OZB-A5613**

Achromatisch voorzetobjectef 0,7x



Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Voorzetobjectief

Ontwerp	
Anti fungus	✓

Objektiev	
Objectiev vergroting	0,7x
Objectiefkwaliteit	Achromatisch
Objectiev werkende afstand	145 mm

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×55×25 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,7 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761169791
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen