# KERN **OZB-A5701**

C-mount-camera-adapter 0,3x




## Pictogrammen

**STANDARD**




**Datum van opstelling: 19.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Optische Instrument |
| Productgroep | Microscoop camera-adapter |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| C-Mount vergroting | 0,3x |
| C-Mount focusseerbaar | ✓ |
| Ondersteunde cameratypes | Microscoopcamera |

## Camera

| | |
|---|---|
| Type camera-adapter | C-Mount |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 100×50×50 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,50 kg |
| Verzendgewicht | 0,5 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761169838 |
| Goederencode | 90119000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |