KERN **OZB-A5704**

C-mount-camera-adapter, 1x, (met micrometer)



Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoop camera-adapter

Ontwerp

C-Mount vergroting	1x
C-Mount focusseerbaar	✓
Ondersteunde cameratypes	Microscoopcamera

Camera

Type camera-adapter	C-Mount

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×50×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761169869
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen