KERN **OZB-A6301**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ▸ ECO-Universele standaards



REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY

Datum van opstelling: 19.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UE

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	280×290×300 mm

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	pilaarvorm
Kolomhoogte	300 mm
Diameter bevestiging universeel standaard (Ø)	25 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	440×435×245 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	9,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	9,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761177758
Goederencode	90119000