KERN **OZB-A6302**

Individualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken dankzij ons modulaire systeem ▸ ECO-Universele standaards



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Stereomicroscoopstandaard
Productfamilie	OZB-UE

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	620×580×200 mm

Focus

Focusmechanisme	grove scherpstelling

Stereomicroscoopstandaard

Type statief	universeel (veergewrichtarm met houder/klem)
Kolomhoogte	525 mm
Diameter bevestiging microscoopkop (Ø)	76 mm
Armlengte	620 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	590×460×250 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	13,6 kg
Verzendvolume (gewicht)	13,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761177765
Goederencode	90119000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY