KERN **OZB-A7101EU**

Professionele verlichtingsunits voor een uitstekende, gelijkmatige en krachtige verlichting



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Microscoop
Productgroep	Microscoopverlichting
Productfamilie	OZB-IR

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	99×90×33 mm
Ringverlichting diameter	6,2 cm
Beleuchtungsart	LED
Verlichtingssterkte	4,5 W
Kleurtemperatuur	6500-7000 K
Verlichting dimbaar	✓
Polarisatiefilter	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	0 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×150×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,6 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761361584
Goederencode	85395100
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY