# KERN **OZM 547**

Invidualiteit, veelzijdigheid en flexibel werken door ons modulaire systeem -> stereomicroscoopkoppen



**Datum van opstelling: 19.06.2026**

| Categorie | |
|---|---|
| Merk | Optics |
| Productcategorie | Microscoop |
| Productgroep | Stereomicroscoop-hoofd |
| Productfamilie | OZB-M |

| Ontwerp | |
|---|---|
| Optisch systeem | Greenough |
| Tubus type | Trinoculair |
| Hoek van de tubus | 45° |
| Tubus 360° rotatie | ✓ |
| Straalpadverdeling | 0:100 |
| Interpupilaire afstand [Min] | 52 mm |
| Interpupilaire afstand [Max] | 76 mm |
| Dioptrische aanpassing | beide zijden |
| Dioptrische aanpassing [Min] | -6 |
| Dioptrische aanpassing [Max] | 6 |

| Oculair | |
|---|---|
| Oculair type | Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point |
| Oculair veldbreedte | HSWF |
| Gezichtspunt | High Eye Point |
| Oculair vergroting | 10x |
| Oculair gezichtsveld | 23 mm |
| Oculair diameter | 30 mm |

| Objektiev | |
|---|---|
| Objectieven vergroting | 0,7x - 4,5x |

| Focus | |
|---|---|
| Blikveld [Min] | 32,8 mm |
| Blikveld [Max] | 5,1 mm |
| Totale standaardvergroting [Min] | 7x |
| Totale standaardvergroting [Max] | 45x |
| Zoom [Min] | 0,7x |
| Zoom [Max] | 4,5x |
| Monsterhoogte [Max] | 130 mm |
| Werkende afstand | 110 mm |
| Vergroting | 6,4:1 |

| Milieuomstandigheden | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -5 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

| Verpakking & verzending | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 290×330×220 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,6 kg |
| Verzendgewicht | 4,2 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 4,2 kg |

| Productinformatie | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761183612 |
| Goederencode | 90119000 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

