# KERN **PCD-A04**

Accu intern, gebruiksduur maximaal 24 h, oplaadtijd ca. 12 h, AUTO-OFF-functie om de accu te sparen, uitschakelbaar



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Accumulator |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Materiaal | A PET |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Type batterij/accu | NiMH |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Batterij capaciteit | 750 mAh |
| Batterij spanning | 7,2 V |
| Batterij – opbouw/vorm | Onlosmakelijke combinatie van cellen (pakket) |
| Batterijcapaciteit (Wh) | 5,4 Wh |
| Accu | 7.2 V, 750 mA |
| Batterij/accu aangesloten | niet aangesloten, bijgevoegd |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 110×85×45 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,25 kg |
| Verzendgewicht | 0,22 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761134188 |
| Goederencode | 85075000 |

## Pictogrammen

STANDARD

