# KERN **PFB-A02**

Stekkeradapter (EURO, CH)



**Datum van opstelling: 20.06.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Weegschaal |
| Productgroep | Stekkeradapter |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Materiaal | kunststoffen |
| Kabellengte | 1,8 m |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm |

## Approval

| | |
|---|---|
| CE-teken | ✓ |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 90×55×80 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,15 kg |
| Verzendgewicht | 0,127 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 0,1 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761106734 |
| Goederencode | 85044095 |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**

