KERN **PFB-A05**

Stekkeradapter (EU/UK/US)



Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761106765
Goederencode	85044095
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



Datum van opstelling: 20.06.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Stekkeradapter

Ontwerp	
Materiaal	kunststoffen

Stroomvoorziening	
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	AUS
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 800 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm

Approval	
CE-teken	✓

Verpakking & verzending	
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	90×80×55 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,35 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,1 kg